

FLUID DIAMOND®

REF USA-FDX

FLAGSHIP
Revolutionizing Today's Surgical Suites
SURGICAL

EN Suction Floor Aspirator, suction tubing included

IMPORTANT INFORMATION

Please read all instructions, warnings, and precautions before use. Correct application is essential for proper functioning of the product. Use only on the person it was provided to by a healthcare professional and only for the use it was intended.

PRECAUTIONS

The Fluid Diamond® is a one-time use, disposable product. It cannot be cleaned and should never be reused to help prevent cross-contamination throughout the operating room.

INSTRUCTIONS FOR USE

- 1) Remove the Fluid Diamond® and included suction tubing from the plastic packaging.
- 2) Attach one end of the suction tubing to the Fluid Diamond® suction port and the other end of the suction tubing to a fluid collection canister or other suction source.
- 3) Place the Fluid Diamond® on the floor where fluids build up. Reposition the Fluid Diamond® as needed during use to suction and collect fluids on the floor.
- 4) After use, disconnect the Fluid Diamond® from the fluid collection canister or other suction source and dispose of according to facility regulations and guidelines.

ES Aspirador de Suelo por Succión, tubo de succión incluido

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Leer todas las instrucciones, advertencias y precauciones antes de utilizar el producto. La aplicación correcta es esencial para el buen funcionamiento del producto. Utilizar sólo en la persona a la que le fue suministrado por un profesional de la salud y sólo para el uso al que estaba destinado.

PRECAUCIONES

El Fluid Diamond® es un producto desechable de un solo uso. No se puede limpiar y nunca debe reutilizarse, para ayudar a evitar la contaminación cruzada en el quirófano.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1) Quitar el Fluid Diamond®, y el tubo de succión incluido, del embalaje de plástico.

- 2) Conectar un extremo del tubo de succión al puerto de succión del Fluid Diamond® y el otro extremo del tubo a un recipiente de recogida de fluidos o a otra fuente de succión.
- 3) Colocar el Fluid Diamond® en el suelo, donde se acumulan los fluidos. Si fuera necesario, reposicionar el Fluid Diamond® durante su uso para aspirar y recoger los fluidos del suelo.
- 4) Después de su uso, desconectar el Fluid Diamond® del recipiente de recogida de fluidos o de otra fuente de succión y desecharlo de acuerdo con las normas y directrices del establecimiento.

FR Aspirateur de sol à aspiration, tubulure d'aspiration incluse

INFORMATIONS IMPORTANTES

Veillez lire toutes les instructions, tous les avertissements et toutes les précautions avant l'utilisation. Une application correcte est essentielle pour le bon fonctionnement du produit. N'utiliser qu'avec la personne à qui il a été fourni par un professionnel de la santé et uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

PRÉCAUTIONS

Fluid Diamond® est un produit jetable à usage unique. Il ne peut pas être nettoyé et ne doit jamais être réutilisé afin d'éviter toute contamination croisée dans la salle d'opération.

MODE D'EMPLOI

- 1) Retirez Fluid Diamond® et la tubulure d'aspiration incluse de l'emballage plastique.
- 2) Fixez une extrémité de la tubulure d'aspiration à l'orifice d'aspiration du Fluid Diamond® et l'autre extrémité de la tubulure d'aspiration à un réservoir de récupération des fluides ou à une autre source d'aspiration.
- 3) Placez Fluid Diamond® sur le sol où les fluides s'accumulent. Repositionnez Fluid Diamond® selon les besoins pendant l'utilisation pour aspirer et collecter les fluides sur le sol.
- 4) Après utilisation, déconnectez Fluid Diamond® du réservoir de récupération des fluides ou de toute autre source d'aspiration et mettez-le au rebut conformément aux réglementations et directives de l'établissement.

IT Sistema di aspirazione a pavimento, tubo di aspirazione incluso

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Prima dell'uso leggere tutte le istruzioni, avvertenze e precauzioni. Per l'adeguato funzionamento del prodotto è essenziale una corretta applicazione. Utilizzare solo sulla persona per cui il prodotto è stato fornito da parte di un professionista del settore sanitario ed esclusivamente per l'uso a cui è destinato.

PRECAUZIONI

Fluid Diamond® è un prodotto monouso, da utilizzarsi una sola volta. Non è possibile pulirlo e non si deve mai riutilizzare, pena il rischio di contaminazione incrociata in tutta la sala operatoria.

ISTRUZIONI D'USO

- 1) Rimuovere Fluid Diamond® e il tubo di aspirazione incluso dall'imballaggio in plastica.
- 2) Collegare un'estremità del tubo di aspirazione alla porta di aspirazione di Fluid Diamond® e l'altra estremità del tubo di aspirazione a un contenitore per la raccolta di liquidi o a un'altra sorgente di aspirazione.
- 3) Posizionare Fluid Diamond® sul pavimento, dove si accumulano i liquidi. Riposizionare secondo necessità Fluid Diamond® durante l'uso per aspirare e raccogliere i liquidi sul pavimento.
- 4) Dopo l'uso, scollegare Fluid Diamond® dal contenitore per la raccolta di liquidi o da un'altra sorgente di aspirazione e smaltirlo secondo le norme e le linee guida della struttura.

PT Aspirador de pavimentos, tubo de aspiração incluído

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Leia todas as instruções, advertências e precauções antes de utilizar. A correta aplicação é essencial para o funcionamento adequado do produto. Utilize apenas na pessoa para a qual o produto foi fornecido por um profissional de saúde e exclusivamente para a utilização prevista.









PRECAUÇÕES

O Fluid Diamond® é um produto descartável de utilização única. Não pode ser limpo e nunca deve ser reutilizado, de forma a evitar a contaminação cruzada em todo o bloco operatório.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1) Remova o Fluid Diamond® e o tubo de aspiração incluído da embalagem de plástico.
- 2) Conecte uma das extremidades do tubo de aspiração à porta de aspiração do Fluid Diamond® e a outra extremidade do tubo de aspiração a um recipiente coletor de fluidos ou outra fonte de aspiração.
- 3) Coloque o Fluid Diamond® no chão onde os fluidos se acumulam. Reposicione o Fluid Diamond® conforme necessário durante a utilização para aspirar e recolher os fluidos do chão.

- 4) Após a utilização, desconecte o Fluid Diamond® do recipiente coletor de fluidos ou de outra fonte de aspiração e descarte-o de acordo com os regulamentos e orientações das instalações.

 Flagship Surgical LLC 16 Mt. Bethel Rd, Suite 313 Warren, New Jersey 07059 USA +1 888-633-5843 www.flagshipsurgical.com	EC REP Wellkang Ltd, Enterprise Hub NW Business Complex 1 Beraghmore Rd. Derry, BT48 8SE Northern Ireland +353(1)254-2900
  	 90°F (32°C) 50°F (10°C)
 Single-Use Un solo uso À usage unique Monouso Utilização única	Made in the Fabricado en Fabriqué aux Prodotto negli Fabricado nos 
 Not Made with Natural Rubber Latex Fabricado sin látex de caucho natural Produit non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel Senza Lattice Fabricado sem látex de borracha natural	
Made in an ISO 9001:2015 Certified Facility Fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2015 Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2015 Prodotto in una struttura certificata ISO 9001:2015 Fabricado em instalações certificadas de acordo com a norma ISO 9001:2015	

EN These terms and conditions apply to your ("Customer") purchase and use of the Fluid Diamond® ("product") provided by Flagship Surgical, LLC (the "Company").

WARRANTY. For a period of forty-five (45) days after delivery of the Product to Customer (the "Warranty Period"), the Company warrants that the Product will be free from any material defects when used in accordance with the provided instructions. Customer shall notify the Company in writing of any warranty claim and if the warranty claim is properly made during the Warranty Period, the Company's sole obligation, and Customer's exclusive remedy shall be for the Company to replace the defective Product or, in the Company's sole discretion, provide Customer with a full refund of the purchase price paid for the defective Product.

DISCLAIMER OF WARRANTIES. EXCEPT AS OTHERWISE SET FORTH HEREIN THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND AND THE COMPANY HEREBY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The limited warranty set forth above gives Customer specific legal rights. Customer may have additional rights that vary

from jurisdiction to jurisdiction. THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY USE OF OR CIRCUMSTANCES RELATING TO CUSTOMER'S IMPROPER USE OF THE MAT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, CUSTOMER'S OWN NEGLIGENCE.

LIMITATIONS OF LIABILITY. IN NO EVENT WILL THE COMPANY'S CUMULATIVE LIABILITY EXTEND BEYOND CUSTOMER'S ACTUAL, DIRECT, PROVABLE DAMAGES IN AN AMOUNT NOT TO EXCEED THE AMOUNT PAID BY CUSTOMER FOR THE MAT. IN NO EVENT WILL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY PUNITIVE, AGGRAVATED, EXEMPLARY, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR INDIRECT DAMAGES OR ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF

BUSINESS OR GOODWILL HOWEVER CAUSED, WHETHER FOR BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, OR OTHERWISE, EVEN IF THE COMPANY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GOVERNING LAW. The terms hereof shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New Jersey (USA), without regards to its conflicts of law principles.

CONFLICTS. In the event Customer issues a purchase order in connection with the purchase of the Mat, the terms and conditions contained herein shall control if such purchase order contains terms and conditions that are inconsistent with or conflict with the terms contained herein.

ES Estos términos y condiciones se aplican a la compra y el uso por parte suya ("Cliente") del Fluid Diamond® ("Producto") provisto por Flagship Surgical, LLC (la "Empresa").

GARANTÍA. Durante un período de cuarenta y cinco (45) días a partir de la entrega del Producto al Cliente (el "Período de Garantía"), la Empresa garantiza que el Producto estará libre de cualquier defecto material siempre que se utilice de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. El Cliente deberá notificar a la Empresa por escrito cualquier reclamación de garantía y, si la reclamación de garantía se realiza correctamente durante el Período de Garantía, la única obligación de la Empresa, y el recurso exclusivo del Cliente, será que la Empresa sustituya el Producto defectuoso o, a discreción de la Empresa, proporcione al Cliente un reembolso completo del precio de compra pagado por el Producto defectuoso.

RENUNCIA A LAS GARANTÍAS. SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, EL PRODUCTO SE PROVEE "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, Y LA EMPRESA RENUNCIA POR LA PRESENTE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. La garantía limitada expuesta anteriormente otorga al Cliente derechos legales específicos. El Cliente puede tener derechos adicionales que varían de una jurisdicción a otra. LA EMPRESA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN USO INADECUADO O CIRCUNSTANCIA RELACIONADA CON EL USO INADECUADO DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CLIENTE, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA PROPIA NEGLIGENCIA DEL CLIENTE.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE LA EMPRESA SE EXTENDERÁ MÁS ALLÁ DE LOS DAÑOS REALES, DIRECTOS Y DEMOSTRABLES PARA EL CLIENTE EN UNA SUMA QUE NO EXCEDA EL IMPORTE PAGADO POR EL CLIENTE POR EL PRODUCTO. EN NINGÚN CASO LA EMPRESA SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO PUNITIVO, AGRAVADO, EJEMPLAR, ESPECIAL, CONSECUENTE, INCIDENTAL O INDIRECTO NI POR PÉRDIDA ALGUNA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE

NEGOCIO O FONDO DE COMERCIO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAUSA, YA SEA POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, AGRAVIO, NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA CAUSA, INCLUSO SI LA EMPRESA HA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

LEY APPLICABLE. Los términos del presente documento se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del Estado de Nueva Jersey (EE.UU.), sin tener en cuenta sus conflictos de principios legales.

CONFLICTOS. En caso de que el Cliente emita una orden de compra en relación con la compra del Producto, los términos y condiciones contenidos en el presente documento prevalecerán si dicha orden de compra contiene términos y condiciones que sean inconsistentes o entren en conflicto con los términos contenidos en el presente documento.

FR Les présentes conditions générales s'appliquent à votre (« Client ») achat et utilisation du Fluid Diamond® (« Produit ») fourni par Flagship Surgical, LLC (la « Société »).

GARANTIE. Pendant une période de quarante-cinq (45) jours après la livraison du Produit au Client (la « Période de garantie »), la Société garantit que le Produit est exempt de tout défaut matériel lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions fournies. Le Client doit informer la Société par écrit de toute réclamation au titre de la garantie et, si la réclamation au titre de la garantie est effectuée correctement pendant la Période de garantie, la seule obligation de la Société et le seul recours du Client consisteront pour la Société à remplacer le Produit défectueux ou, à la seule discrétion de la Société, à fournir au Client un remboursement complet du prix d'achat payé pour le Produit défectueux.

EXCLUSION DE GARANTIES. SAUF INDICATION CONTRAIRE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, LE PRODUIT EST FOURNI « EN L'ÉTAT » SANS AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE ET LA SOCIÉTÉ DÉCLINE PAR LA PRÉSENTE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. La garantie limitée énoncée ci-dessus confère au Client des droits juridiques spécifiques. Le Client peut avoir des droits supplémentaires qui varient d'une juridiction à l'autre. LA SOCIÉTÉ NE SERA PAS RESPONSABLE DE L'UTILISATION OU DES CIRCONSTANCES LIÉES À L'UTILISATION INAPPROPRIÉE DU PRODUIT PAR LE CLIENT, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PROPRE NÉGLIGENCE DU CLIENT.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ CUMULÉE DE LA SOCIÉTÉ NE S'ÉTENDRA AU-DELÀ DES DOMMAGES RÉELS, DIRECTS ET PROUVABLES DU CLIENT POUR UN MONTANT NE DÉPASSANT PAS LE MONTANT PAYÉ PAR LE CLIENT POUR LE PRODUIT. EN AUCUN CAS LA SOCIÉTÉ NE SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES PUNITIFS, AGGRAVANTS, EXEMPLAIRES, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS OU DE TOUTE PERTE DE PROFITS, DE PERTE

COMMERCIALE OU DE FOND COMMERCIAL, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, QU'IL S'AGISSE D'UNE VIOLATION DE GARANTIE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, D'UN DÉLIT, D'UNE NÉGLIGENCE OU AUTRE, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

DROIT APPLICABLE. Les présentes conditions sont régies et interprétées conformément aux lois de l'État du New Jersey (États-Unis), sans égard à ses principes de conflits de lois.

LITIGES. Dans le cas où le Client émet un bon de commande en relation avec l'achat du Produit, les termes et conditions contenus dans le présent document prévaudront si ce bon de commande contient des termes et conditions qui sont incompatibles ou en conflit avec les termes contenus dans le présent document.

IT I presenti termini e condizioni si applicano all'acquisto e all'utilizzo da parte Sua (il "Cliente") di Fluid Diamond® (il "Prodotto"), fornito da Flagship Surgical, LLC (la "Società").

GARANZIA. Per un periodo di quarantacinque (45) giorni successivo alla consegna del Prodotto al Cliente (il "Periodo di garanzia"), la Società garantisce che il Prodotto sarà esente da qualunque difetto materiale, a patto che venga utilizzato conformemente alle istruzioni fornite. Il Cliente notificherà per iscritto alla Società eventuali richieste di intervento in garanzia e, qualora la richiesta venga inoltrata correttamente durante il Periodo di garanzia, l'unico obbligo in capo alla Società, nonché il solo ed esclusivo rimedio esperibile dal Cliente, sarà la sostituzione del

Prodotto difettoso, ovvero, unicamente a discrezione della Società, il rimborso totale del prezzo d'acquisto pagato per il Prodotto difettoso.

ESCLUSIONE DI GARANZIE. SALVO DISPOSIZIONI CONTRARIE DEL PRESENTE ACCORDO, IL PRODOTTO È FORNITO "COSÌ COME È", SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, E LA SOCIETÀ DECLINA OGNI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESA, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. La garanzia limitata di cui sopra conferisce al Cliente specifici diritti legali. Il Cliente potrebbe godere di diritti aggiuntivi che variano da giurisdizione a giurisdizione. LA SOCIETÀ NON SARÀ RESPONSABILE DELL'USO O DI CIRCOSTANZE RELATIVE ALL'USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO DA PARTE DEL CLIENTE, COMPRESA, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, LA NEGLIGENZA DEL CLIENTE.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ CUMULATIVA DELLA SOCIETÀ POTRÀ ESTENDERSI OLTRE I DANNI EFFETTIVI, DIRETTI E DIMOSTRABILI DEL CLIENTE, PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A QUELLO PAGATO DAL CLIENTE PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO. IN NESSUN CASO LA SOCIETÀ SARÀ RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI PUNITIVI, AGGRAVATI, ESEMPLARI, SPECIALI, CONSEGUENZIALI, INCIDENTALI O INDIRETTI O DI QUALSIASI PERDITA DI PROFITTI, PERDITA

COMMERCIALE O DI AVVIAMENTO, COMUNQUE CAUSATI, SIA PER VIOLAZIONE DI GARANZIA CHE PER VIOLAZIONE DI CONTRATTO, ILLECITO, NEGLIGENZA O ALTRO, ANCHE SE LA SOCIETÀ È STATA INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALE DANNO.

LEGISLAZIONE APPLICABILE. I termini del presente accordo sono disciplinati e saranno interpretati ai sensi della legislazione dello Stato del New Jersey (USA), senza tener conto dei principi vigenti relativi ai conflitti di legge.

CONFLITTI. Nel caso in cui il Cliente emetta un ordine di acquisto in concomitanza con l'acquisto del Prodotto, i termini e le condizioni del presente accordo prevarranno qualora tale ordine di acquisto contenga termini e condizioni incompatibili o in conflitto con i termini del presente accordo.

PT Estes termos e condições aplicam-se à sua ("Cliente") aquisição e utilização do Fluid Diamond® ("Produto") fornecido pela Flagship Surgical, LLC ("Empresa").

GARANTIA. Durante um período de quarenta e cinco (45) dias após a entrega do Produto ao Cliente ("Período de Garantia"), a Empresa garante que o Produto estará isento de quaisquer defeitos de material quando utilizado em conformidade com as instruções fornecidas. O Cliente notificará por escrito a Empresa sobre qualquer reclamação ao abrigo da garantia e, caso essa reclamação seja corretamente apresentada durante o Período de Garantia, a única obrigação da Empresa, bem como o único recurso do Cliente, será a substituição do Produto defeituoso ou, sujeito à exclusiva discricção da Empresa, o reembolso total do preço de compra pago pelo Produto defeituoso.

EXCLUSÃO DE GARANTIAS. EXCETO SE AQUI ESTABELECIDO EM CONTRÁRIO, O PRODUTO ESTÁ APROVADO "TAL COMO ESTÁ" SEM QUAISQUER GARANTIAS DE QUALQUER ESPÉCIE, E A EMPRESA REJEITA TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM EM PARTICULAR. A garantia limitada acima estabelecida confere ao Cliente determinados direitos legais. O Cliente poderá beneficiar de direitos adicionais que variam de jurisdição para jurisdição. A EMPRESA NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR QUALQUER UTILIZAÇÃO OU CIRCUNSTÂNCIAS RELACIONADAS COM A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO PRODUTO PELO CLIENTE, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A PRÓPRIA NEGLIGÊNCIA DO CLIENTE.

LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE. EM CASO ALGUM A RESPONSABILIDADE CUMULATIVA DA EMPRESA SE ESTENDERÁ ALÉM DOS DANOS EFETIVOS, DIRETOS E

COMPROVÁVEIS DO CLIENTE, NUM MONTANTE NÃO SUPERIOR AO QUE FOI PAGO PELO CLIENTE PARA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO. EM CASO ALGUM A EMPRESA SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS PUNITIVOS, AGRAVADOS, EXEMPLARES, ESPECIAIS, CONSEGUENZIAIS, INCIDENTALIS OU INDIRETOS OU POR QUAISQUER PERDAS DE LUCROS, PERDA DE

NEGÓCIOS OU GOODWILL, SEJA QUAL FOR O MOTIVO, QUER POR VIOLAÇÃO DA GARANTIA, INCUMPRIMENTO DO CONTRATO, ATO ILÍCITO, NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRA FORMA, MESMO QUE A EMPRESA TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. Os termos aqui estabelecidos serão regulados e interpretados de acordo com as leis do estado de Nova Jersey (EUA), excluindo os seus princípios sobre conflitos de leis.

CONFLITOS. Se o Cliente emitir uma ordem de compra em conexão com a aquisição do Produto, os termos e condições aqui contidos prevalecerão caso essa ordem de compra contenha termos e condições incompatíveis ou em conflito com os termos e condições aqui contidos.

© Copyright Flagship Surgical®, LLC

+1 888.633.5843

www.flagshipsurgical.com

Rev: 13102021-MLX5

DWW / Intl Technical Services Dept.