


PRÄSENTATION :

Die Kehr-Drainage besteht aus Naturlatex, der mit Silikon beschichtet ist. Er wird während der Operation in den Gallengang eingeführt.

Das T-Rohr von Well Lead wird bei Eingriffen mit offener Gallenblase zur Ableitung der Galle verwendet. Der Stab wird oft mit einem Gallenblasenbeutel verbunden.



BESCHREIBUNG :

Die Kehr-Drainage ist ein medizinisches Gerät, das zur Behandlung von Erkrankungen der Gallenblase und der Gallenwege eingesetzt wird.

Das Gerät ist eine spezielle Art von Drainage, die in der Chirurgie verwendet wird, um die Galle aus der Gallenblase abzuleiten. Es wird häufig bei einer Cholezystektomie eingesetzt, einem chirurgischen Eingriff zur Entfernung dieser Gallenblase.

VERFÜGBARE GRÖSSEN :

Size	Length	Cat. No.
10Fr	15cm x 30cm	N01D051020
12Fr	15cm x 30cm	N01D051220
14Fr	15cm x 30cm	N01D051420
16Fr	15cm x 30cm	N01D051620
18Fr	15cm x 30cm	N01D051820
20Fr	15cm x 30cm	N01D052020
22Fr	15cm x 30cm	N01D052220
24Fr	15cm x 30cm	N01D052420
26Fr	15cm x 30cm	N01D052620
28Fr	15cm x 30cm	N01D052820
30Fr	15cm x 30cm	N01D053020

Size	Length	Cat. No.
10Fr	20cm x 40cm	N01D051030
12Fr	20cm x 40cm	N01D051230
14Fr	20cm x 40cm	N01D051430
16Fr	20cm x 40cm	N01D051630
18Fr	20cm x 40cm	N01D051830
20Fr	20cm x 40cm	N01D052030
22Fr	20cm x 40cm	N01D052230
24Fr	20cm x 40cm	N01D052430
26Fr	20cm x 40cm	N01D052630
28Fr	20cm x 40cm	N01D052830
30Fr	20cm x 40cm	N01D053030

EIGENSCHAFTEN :

Er hat die Form eines T, wobei ein Ende in diesem Kanal positioniert ist und das andere Ende durch einen kleinen Einschnitt in der Bauchhaut herausragt.

Der Drain oder T-Tube wird während der Operation eingeführt, in der Regel durch den Einschnitt in der Bauchdecke.

Nach dem Einführen wird der Drain bis zur Gallenblase geführt und dort mit Nähten an Ort und Stelle fixiert.

Der Schlauch wird dann für einen unterschiedlichen Zeitraum, der je nach Fall von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen reicht, an Ort und Stelle belassen.

Wenn es an Ort und Stelle ist, leitet das Gerät die Galle ab, die sich nach der Operation in der Gallenblase ansammelt.

Dadurch wird der Druck in dem Gang verringert und Komplikationen wie z. B. Lecks werden vermieden.

Finden Sie unseren Drain von Kehr und weitere Informationen zu diesem Produkt auf [unserer Website](#).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns

MEDFIRST

8 esplanade Compans Caffarelli 31000 TOULOUSE, France - RCS Toulouse B 831156641



+33 5.32.63.00.14



ventes@medfirst.care



www.medfirst.care