

DRENAJE KEHR

PRESENTACIÓN

El drenaje Kehr está hecho de látex natural recubierto de silicona. Se introduce en el conducto biliar durante la operación.

El tubo en T Well Lead se utiliza en la cirugía abierta de la vesícula biliar para drenar la bilis. El vástago suele estar conectado a un saco biliar.



DESCRIPCIÓN :

El drenaje de Kehr es un dispositivo médico utilizado para tratar enfermedades de la vesícula biliar y los conductos biliares.

El dispositivo es un tipo específico de drenaje utilizado en cirugía para drenar la bilis de la vesícula biliar. Suele utilizarse durante la colecistectomía, un procedimiento quirúrgico para extirpar la vesícula biliar.

TALLAS DISPONIBLES :

Size	Length	Cat. No.	Size	Length	Cat. No.
10Fr	15cm x 30cm	N01D051020	10Fr	20cm x 40cm	N01D051030
12Fr	15cm x 30cm	N01D051220	12Fr	20cm x 40cm	N01D051230
14Fr	15cm x 30cm	N01D051420	14Fr	20cm x 40cm	N01D051430
16Fr	15cm x 30cm	N01D051620	16Fr	20cm x 40cm	N01D051630
18Fr	15cm x 30cm	N01D051820	18Fr	20cm x 40cm	N01D051830
20Fr	15cm x 30cm	N01D052020	20Fr	20cm x 40cm	N01D052030
22Fr	15cm x 30cm	N01D052220	22Fr	20cm x 40cm	N01D052230
24Fr	15cm x 30cm	N01D052420	24Fr	20cm x 40cm	N01D052430
26Fr	15cm x 30cm	N01D052620	26Fr	20cm x 40cm	N01D052630
28Fr	15cm x 30cm	N01D052820	28Fr	20cm x 40cm	N01D052830
30Fr	15cm x 30cm	N01D053020	30Fr	20cm x 40cm	N01D053030

CARACTERÍSTICAS :

Tiene forma de T, con un extremo colocado en este canal y el otro extremo sobresaliendo a través de una pequeña incisión en la piel abdominal.

El drenaje, o tubo en T, se introduce durante la operación, normalmente a través de la incisión en la pared abdominal.

Una vez introducido, el tubo se guía hasta la vesícula biliar, donde se fija con suturas.

El tubo se deja colocado durante un periodo de tiempo variable, que puede variar entre unos días y varias semanas, según el caso.

Una vez colocado, el dispositivo drena la bilis que se acumula en la vesícula tras la operación.

Así se reduce la presión en el tracto y se evitan complicaciones como las fugas.

Encontrará nuestro desagüe Kehr y más información sobre este producto en nuestra [página web](#).

Para más información, póngase en contacto con nosotros

MEDFIRST

8 esplanade Compans Caffarelli 31000 TOULOUSE, France - RCS Toulouse B 831156641



+33 5.32.63.00.14



ventes@medfirst.care



www.medfirst.care