



Vis de distraction cervicale Caspar stériles

Un accès discal dégagé, stable et sécurisé

Destinées aux abords antérieurs du rachis cervical (Cloward, Smith-Robinson), ces vis s'implantent dans les corps vertébraux adjacents pour offrir un point d'ancrage solide au distracteur. Elles assurent un écartement micrométrique et stable des plateaux vertébraux, garantissant une exposition optimale de l'espace discal avant discectomie, calibrage du greffon ou pose de cage.



Une conception pensée pour le bloc opératoire

Chaque vis dispose d'une tige de 7 cm (2¾") conçue pour reprendre les efforts de traction sans déformation. Les trois longueurs de filetage autotaraudant permettent d'ajuster l'ancrage à la prise corticale et à la morphologie du patient. Disponibles à la boîte de 10, indépendantes du réassort d'ancillaire.



Référence	Profondeur de filetage	Conditionnement	Stérilité
SP3006-12	12 mm	Boîte de 10	Stérile (blister individuel)
SP3006-14	14 mm	Boîte de 10	Stérile (blister individuel)
SP3006-16	16 mm	Boîte de 10	Stérile (blister individuel)

Une conformité réglementaire stricte et un savoir-faire éprouvé

- Fabricant : Mercian Surgical (UK, expert en instrumentation chirurgicale).
- Distribution France : Medfirst.
- Classification DM : Classe IIa (Marquage CE).
- Cadre UE : Conforme Directive 93/42/CEE (bénéficiant de la période de transition UE 2017/745 MDR, dossier technique actuellement sous audit ON).



Les vis se commandent seules, par boîte de 10, sans obligation d'acquiescer l'instrumentation de pose. Les guides de perçage, la mèche et le tournevis restent disponibles séparément.



Les instruments d'implantation associés aux vis Caspar

Guides de perçage angulés (Réf. SP3003-00 / SP3003-10)



La pose passe par un guide de perçage, en version droite (SP3003-00) ou gauche (SP3003-10), qui permet de positionner précisément le point d'entrée.

Mèche de pré-perçage 2 mm (Réf. SP3005-00)



Réalise le mordançage et le trou pilote en combinaison étroite avec le guide de perçage, garantissant un guidage rigide et sécurisé.

Tournevis dédié (Réf. SP3004-00)



Instrument spécifique assurant une préhension axiale parfaite pour l'insertion et l'extraction des vis Caspar.

Caractéristiques logistiques et conformité réglementaire

Chaque vis est livrée stérile, en blister individuel scellé, prête à l'emploi.

Conditionnement en boîte de 10 unités.

Ce dispositif médical de classe IIa porte le marquage CE. Les vis de distraction Caspar restent couvertes par la directive européenne 93/42/CEE et le certificat d'extension délivré par l'organisme notifié, le temps de la transition vers le règlement MDR 2017/745, dont le dossier technique est actuellement en cours d'audit chez le fabricant.



Pour l'écartement lui-même, Medfirst distribue aussi le distracteur cervical Medicon (référence 57.55.15 en version droite, 57.55.14 en version gauche), avec son propre tournevis (57.55.19).

Ces deux instrumentations sont compatibles entre elles : détails sur notre page dédiée au [distracteur cervical Caspar Medicon](#).