

Fixations durables pour réparations osseuses :

Nos vis d'ostéosynthèse sont conçues en acier inoxydable (ISO 5832-1) et permettent une fixation résistante et pérenne.

Ces dispositifs sont utilisés pour la fixation de fractures osseuses et sont disponibles en trois types : vis malléolaire, vis corticale et vis spongieuse, chacune étant conçue pour des zones anatomiques spécifiques.


Vis malléolaire :

Fixation précise et stable pour une récupération optimale des blessures au niveau de la cheville (fracture de la malléole).

Vis malléolaire 4.5 mm



Vis malléolaire 4.5 mm autotaraudeuse



Référence	Longueur	Filetage
F3318020	20mm	9mm
B3318025	25mm	12mm
B3318030	30mm	15mm
B3318035	35mm	18mm
B3318040	40mm	20mm
B3318045	45mm	22mm
B3318050	50mm	24mm
B3318055	55mm	26mm
B3318060	60mm	28mm
B3318065	65mm	30mm
B3318070	70mm	32mm
B3318075	75mm	34mm
B3318080	80mm	36mm
B3318085	85mm	38mm
B3318090	90mm	40mm
B3318095	95mm	42mm
B3318100	100mm	44mm
B3318105	105mm	45mm
B3318110	110mm	46mm

Référence	Longueur	Filetage
B3318320	20mm	9mm
B3318325	25mm	12mm
B3318330	30mm	15mm
B3318335	35mm	18mm
B3318340	40mm	20mm
B3318345	45mm	22mm
B3318350	50mm	24mm
B3318355	55mm	26mm
B3318360	60mm	28mm
B3318365	65mm	30mm
B3318370	70mm	32mm
B3318375	75mm	34mm
B3318380	80mm	36mm
B3318385	85mm	38mm
B3318390	90mm	40mm
B3318395	95mm	42mm
B3318400	100mm	44mm
B3318405	105mm	45mm
B3318410	110m	46mm

Sélections appropriées pour ces vis malléolaires :

- ▶ Tournevis hexagonal ref : B3610000
- ▶ Mèche chirurgicale 3,2 mm ref : B3600032
- ▶ Bouchon 4,5mm ref : B3607045
- ▶ Rondelle 13.mm ref : B3322000

Vis corticale :

Fixation solide dans les zones où la densité osseuse est plus élevée (fractures du fémur, l'humérus et le radius essentiellement).

Vis corticale 1.5 mm



Référence	Longueur
B3200006	6mm
B3200007	7mm
B3200008	8mm
B3200009	9mm
B3200010	10mm
B3200011	11mm
B3200012	12mm
B3200013	13mm
B3200014	14mm
B3200015	15mm
B3200016	16mm
B3200017	17mm
B3200018	18mm
B3200019	19mm
B3200020	20mm
B3200021	21mm
B3200022	22mm
B3200023	23mm
B3200024	24mm

Vis corticale 1.5 mm autotaraudeuse




Référence	Longueur
B3200206	6mm
B3200207	7mm
B3200208	8mm
B3200209	9mm
B3200210	10mm
B3200211	11mm
B3200212	12mm
B3200213	13mm
B3200214	14mm
B3200215	15mm
B3200216	16mm
B3200217	17mm
B3200218	18mm
B3200219	19mm
B3200220	20mm
B3200221	21mm
B3200222	22mm
B3200223	23mm
B3200224	24mm

Outils recommandés pour ces vis corticales :

- ▶ Tournevis hexagonal - ref : B3609005
- ▶ Mèche chirurgicale 1,1 mm - ref : B3600011
- ▶ Mèche chirurgicale 1,5 mm - ref : B3600015
- ▶ Bouchon d'encrage rapide 1.5mm - ref : B3606015

Vis corticale 2 mm



Référence	Longueur
B3300006	6mm
B3300008	8mm
B3300010	10mm
B3300012	12mm
B3300014	14mm
B3300016	16mm
B3300018	18mm
B3300020	20mm
B3300022	22mm
B3300024	24mm
B3300026	26mm
B3300028	28mm
B3300030	30mm

Vis corticale 2 mm autotaraudeuse



Référence	Longueur
B3300206	6mm
B3300208	8mm
B3300210	10mm
B3300212	12mm
B3300214	14mm
B3300216	16mm
B3300218	18mm
B3300220	20mm
B3300222	22mm
B3300224	24mm
B3300226	26mm
B3300228	28mm
F3300230	30mm

Solutions complémentaires à ces attaches corticales :


- ▶ Tournevis hexagonal - ref : B3609005
- ▶ Mèche chirurgicale 1,5 mm - ref : B3600015
- ▶ Mèche chirurgicale 2 mm - ref : B3600020
- ▶ Bouchon 2mm - ref : B3607020

Vis corticale 2.7 mm



Référence	Longueur
B3302006	6mm
B3302008	8mm
B3302010	10mm
B3302012	12mm
B3302014	14mm
B3302016	16mm
B3302018	18mm
B3302020	20mm
B3302022	22mm
B3302024	24mm
B3302026	26mm
B3302028	28mm
B3302030	30mm
B3302032	32mm
B3302034	34mm
B3302036	36mm
B3302038	38mm
B3302040	40mm
B3302042	42mm
B3302044	44mm
B3302046	46mm
B3302048	48mm
B3302050	50mm

Vis corticale 2.7 mm autotaraudeuse



Référence	Longueur
B3302206	6mm
B3302208	8mm
B3302210	10mm
B3302212	12mm
B3302214	14mm
B3302216	16mm
B3302218	18mm
B3302220	20mm
B3302222	22mm
B3302224	24mm
B3302226	26mm
B3302228	28mm
B3302230	30mm
B3302232	32mm
B3302234	34mm
B3302236	36mm
B3302238	38mm
B3302240	40mm
B3302242	42mm
B3302244	44mm
B3302246	46mm
B3302248	48mm
B3302250	50mm

Instruments suggérés pour une bonne utilisation de ces vis corticales :

- ▶ Tournevis hexagonal - ref : B3609010
- ▶ Mèche chirurgicale 2.0 mm - ref : B3600020
- ▶ Mèche chirurgicale 2.7 mm - ref : B3600027
- ▶ Bouchon 2.7mm - ref : B3607027

**Vis corticale 3.5 mm
avec un pas de 1.25 mm**



1,25




Référence	Longueur
B3303010	10 mm
B3303012	12 mm
B3303014	14 mm
B3303016	16 mm
B3303018	18 mm
B3303020	20 mm
B3303022	22 mm
B3303024	24 mm
B3303026	26 mm
B3303028	28 mm
B3303030	30 mm
B3303032	32 mm
B3303034	34 mm
B3303036	36 mm
B3303038	38 mm
B3303040	40 mm
B3303042	42 mm
B3303044	44 mm
B3303045	45 mm
B3303046	46 mm
B3303048	48 mm
B3303050	50 mm
F3303055	55 mm
F3303060	60 mm
F3303065	65 mm
F3303070	70 mm
F3303075	75 mm
F3303080	80 mm
F3303085	85 mm
F3303090	90 mm
F3303095	95 mm
F3303100	100 mm
F3303105	105 mm
F3303110	110 mm

**Vis corticale 3.5 mm
autotaraudeuse
avec un pas de 1.25 mm**



1,25




Reference	Longueur
B3303210	10 mm
B3303212	12 mm
B3303214	14 mm
B3303216	16 mm
B3303218	18 mm
B3303220	20 mm
B3303222	22 mm
B3303224	24 mm
B3303226	26 mm
B3303228	28 mm
B3303230	30 mm
B3303232	32 mm
B3303234	34 mm
B3303236	36 mm
B3303238	38 mm
B3303240	40 mm
B3303242	42 mm
B3303244	44 mm
B3303245	45 mm
B3303246	46 mm
B3303248	48 mm
B3303250	50 mm
B3303255	55 mm
B3303260	60 mm
F3303265	65 mm
F3303270	70 mm
F3303275	75 mm
B3303280	80 mm
B3303285	85 mm
B3303290	90 mm
B3303295	95 mm
F3303300	100 mm
F3303305	105 mm
F3303310	110 mm

Accessoires conseillés pour ces vis corticales :

- ▶ Tournevis hexagonal
ref : B3609010
- ▶ Mèche chirurgicale 2.5 mm
ref : B3600025
- ▶ Mèche chirurgicale 3.5 mm
ref : B3600035
- ▶ Bouchon 3.5mm distance entre filetage de
1.25mm
ref : B3607030
- ▶ Rondelle 7mm
ref : B3321000

**Vis corticale
3.5 mm
avec un pas de
1.75 mm**



Reference	Longueur
F3304008	8mm
B3304010	10 mm
B3304012	12 mm
B3304014	14 mm
B3304016	16 mm
B3304018	18 mm
F3304019	19 mm
B3304020	20 mm
F3304021	21 mm
B3304022	22 mm
F3304023	23 mm
B3304024	24 mm
B3304025	25 mm
B3304026	26 mm
B3304027	27 mm
B3304028	28 mm
B3304029	29 mm
B3304030	30 mm
B3304032	32 mm
B3304034	34 mm
B3304036	36 mm
B3304038	38 mm
B3304040	40 mm
F3304042	42 mm
F3304044	44 mm
F3304045	45 mm
F3304046	46 mm
F3304048	48 mm
F3304050	50 mm
F3304052	52 mm
F3304055	55 mm
F3304060	60 mm
F3304065	65 mm
F3304070	70 mm
F3304075	75 mm
F3304080	80 mm
F3304085	85 mm
F3304090	20 mm
F3304095	95 mm
F3304100	100 mm
F3304105	105 mm
F3304110	110 mm

**Vis corticale 3.5 mm
autotaraudeuse
avec un pas de 1.75 mm**



Reference	Longueur
B3304208	8 mm
B3304210	10 mm
B3304212	12 mm
B3304214	14 mm
B3304216	16 mm
B3304218	18 mm
B3304219	19 mm
B3304220	20 mm
B3304221	21 mm
B3304222	22 mm
B3304223	23 mm
B3304224	24 mm
B3304225	25 mm
B3304226	26 mm
B3304227	27 mm
B3304228	28 mm
B3304229	29 mm
B3304230	30 mm
B3304232	32 mm
B3304234	34 mm
B3304236	36 mm
B3304238	38 mm
B3304240	40 mm
F3304242	42 mm
F3304244	44 mm
B3304245	45 mm
F3304246	46 mm
F3304248	48 mm
B3304250	50 mm
B3304252	52 mm
B3304255	55 mm
F3304260	60 mm
F3304265	65 mm
F3304270	70 mm
B3304275	75 mm
B3304280	80 mm
B3304285	85 mm
B3304290	90 mm
B3304295	95 mm
B3304300	100 mm
B3304305	105 mm
B3304310	110 mm

**Accompagnements médicaux recommandés
pour ces vis corticales :**

- ▶ Tournevis hexagonal
ref : B3609010
- ▶ Mèche chirurgicale 2.5 mm
ref : B3600025
- ▶ Mèche chirurgicale 3.5 mm
ref : B3600035
- ▶ Bouchon 3.5mm distance entre filetage de
1.75mm
ref : B3607035
- ▶ Rondelle 7mm
ref : B3321000

Vis corticale 4.5 mm avec un pas de 1.75 mm



1,75

1,75 3 3,5 8

Reference	Longueur
B3307010	10 mm
B3307012	12 mm
B3307014	14 mm
B3307016	16 mm
B3307018	18 mm
B3307020	20 mm
B3307022	22 mm
B3307024	24 mm
B3307026	26 mm
B3307028	28 mm
B3307030	30 mm
B3307032	32 mm
B3307034	34 mm
F3307035	35 mm
B3307036	36 mm
B3307038	38 mm
B3307040	40 mm
B3307042	42 mm
B3307044	44 mm
F3307045	45 mm
B3307046	46 mm
B3307048	48 mm
B3307050	50 mm
B3307052	52 mm
B3307054	54 mm
B3307055	55 mm
B3307056	56 mm
B3307058	58 mm
B3307060	60 mm
B3307062	62 mm
B3307064	64 mm
F3307065	65 mm
B3307066	66 mm
B3307068	68 mm
B3307070	70 mm
F3307072	72 mm
B3307075	75 mm
B3307080	80 mm
B3307085	85 mm
B3307090	90 mm
B3307095	95 mm
B3307100	100 mm
F3307405	105 mm
F3307410	110 mm
B3307115	115 mm
F3307120	120 mm

Vis corticale 4.5 mm autotaraudeuse avec un pas de 1.75 mm



1,75

1,75 3 3,5 8

Reference	Longueur
F3308010	10 mm
B3308012	12 mm
B3308014	14 mm
B3308016	16 mm
B3308018	18 mm
B3308020	20 mm
B3308022	22 mm
B3308024	24 mm
B3308026	26 mm
B3308028	28 mm
B3308030	30 mm
B3308032	32 mm
B3308034	34 mm
B3308035	35 mm
B3308036	36 mm
B3308038	38 mm
B3308040	40 mm
B3308042	42 mm
B3308044	44 mm
B3308045	45 mm
B3308046	46 mm
B3308048	48 mm
B3308050	50 mm
B3308052	52 mm
B3308054	54 mm
B3308055	55 mm
B3308056	56 mm
B3308058	58 mm
B3308060	60 mm
B3308062	62 mm
B3308064	64 mm
B3308065	65 mm
B3308066	66 mm
B3308068	68 mm
B3308070	70 mm
B3308072	72 mm
B3308075	75 mm
B3308080	80 mm
B3308085	85 mm
B3308090	90 mm
B3308095	95 mm
B3308100	100 mm
B3308105	105 mm
B3308110	110 mm
B3308115	115 mm
B3308120	120 mm


Solutions préconisées pour ces attaches corticales spécifiques :

- ▶ Tournevis hexagonal
ref : B3610000
- ▶ Mèche chirurgicale 3.2 mm
ref : B3600032
- ▶ Mèche chirurgicale 4.5 mm
ref : B3600045
- ▶ Bouchon 4.5mm
ref : B3607045
- ▶ Rondelle 13mm
ref : B3322000
- ▶ Écrou 4.5mm
ref : B3320000

Vis spongieuse :


Conçue pour assurer une fixation optimale dans les zones osseuses moins denses (fractures des os spongieux comme le tibia).

Vis spongieuse 4 mm filetage court



Références	Longueur	Longueur du filetage
B3310010	10 mm	5 mm
B3310012	12 mm	5 mm
B3310014	14 mm	5 mm
B3310016	16 mm	6 mm
B3310018	18 mm	7 mm
B3310020	20 mm	8 mm
B3310022	22 mm	9 mm
B3310024	24 mm	10 mm
B3310026	26 mm	12 mm
B3310028	28 mm	14 mm
B3310030	30 mm	14 mm
F3310032	32 mm	14 mm
F3310034	34 mm	14 mm
B3310035	35 mm	14 mm
F3310036	36 mm	14 mm
F3310038	38 mm	14 mm
B3310040	40 mm	14 mm
F3310042	42 mm	14 mm
F3310044	44 mm	15 mm
B3310045	45 mm	15 mm
F3310046	46 mm	15 mm
F3310048	48 mm	15 mm
B3310050	50 mm	15 mm
B3310055	55 mm	15 mm
B3310060	60 mm	15 mm
B3310065	65 mm	16 mm
B3310070	70 mm	16 mm
B3310075	75 mm	16 mm

Vis spongieuse 4 mm filetage total




Références	Longueur
B3310110	10 mm
B3310112	12 mm
B3310114	14 mm
B3310116	16 mm
B3310118	18 mm
B3310120	20 mm
B3310122	22 mm
B3310124	24 mm
B3310126	26 mm
B3310128	28 mm
B3310130	30 mm
B3310132	32 mm
B3310134	34 mm
B3310135	35 mm
B3310136	36 mm
B3310138	38 mm
B3310140	40 mm
F3310142	42 mm
F3310144	44 mm
B3310145	45 mm
F3310146	46 mm
F3310148	48 mm
B3310150	50 mm
B3310155	55 mm
B3310160	60 mm
B3310165	65 mm
B3310170	70 mm
B3310175	75 mm

Options complémentaires à ces vis spongieuse :

- ▶ Tournevis hexagonal - ref : B3610010
- ▶ Mèche chirurgicale 2.5 mm - ref : B3600025
- ▶ Bouchon 4.0 mm - ref : B3607040
- ▶ Rondelle 7mm - ref : B3321000

Vis spongieuse canulée 4 mm




Références	Longueur	Longueur du filetage
B3311010	10 mm	5 mm
B3311012	12 mm	5 mm
B3311014	14 mm	5 mm
B3311016	16 mm	6 mm
B3311018	18 mm	7 mm
B3311020	20 mm	8 mm
B3311022	22 mm	9 mm
B3311024	24 mm	10 mm
B3311026	26 mm	12 mm
B3311028	28 mm	14 mm
B3311030	30 mm	14 mm
B3311032	32 mm	14 mm
B3311034	34 mm	14 mm
B3311035	35 mm	14 mm
B3311036	36 mm	14 mm
B3311038	38 mm	14 mm
B3311040	40 mm	14 mm
F3311042	42 mm	14 mm
F3311044	44 mm	14 mm
B3311045	45 mm	15 mm
F3311046	46 mm	15 mm
F3311048	48 mm	15 mm
B3311050	50 mm	15 mm
B3311055	55 mm	15 mm
B3311060	60 mm	16 mm
B3311065	65 mm	16 mm
B3311070	70 mm	16 mm
B3311075	75 mm	16 mm

Recommandations d'instruments médicaux pour ces vis spongieuses canulées :


- ▶ Rondelle 7 mm
ref : B3321000
- ▶ Foret canulé 2,2 mm
ref : B3311200
- ▶ Fraise canulée
ref : B3312000
- ▶ Tournevis perforé
ref : B3313000
- ▶ Taraud perforé 4.0 mm
ref : B3314000
- ▶ Guide de perçage
ref : B3314001
- ▶ Jauge de profondeur
ref : B3319900
- ▶ Guide aiguille à pointe fileté 1.2 mm x 150 mm L
ref : B3319800
- ▶ Pince à vis
ref : B3618015

Vis spongieuse courte 6.5 mm



Références	Longueur	Longueur du filetage
F3314020	20 mm	14 mm
B3314025	25 mm	16 mm
B3314030	30 mm	16 mm
B3314035	35 mm	16 mm
B3314040	40 mm	16 mm
B3314045	45 mm	16 mm
B3314050	50 mm	16 mm
B3314055	55 mm	16 mm
B3314060	60 mm	16 mm
B3314065	65 mm	16 mm
B3314070	70 mm	16 mm
B3314075	75 mm	16 mm
B3314080	80 mm	16 mm
B3314085	85 mm	16 mm
B3314090	90 mm	16 mm
B3314095	95 mm	16 mm
B3314100	100 mm	16 mm
B3314105	105 mm	16 mm
B3314110	110 mm	16 mm
B3314115	115 mm	16 mm
B3314120	120 mm	16 mm
B3314125	125 mm	16 mm
B3314130	130 mm	16 mm
B3314135	135 mm	16 mm
B3314140	140 mm	16 mm
B3314145	145 mm	16 mm
B3314150	150 mm	16 mm
B3314155	155 mm	16 mm

Vis spongieuse large 6.5 mm



Références	Longueur	Longueur du filetage
B3316020	20 mm	12 mm
B3316025	25 mm	17 mm
B3316030	30 mm	22 mm
B3316035	35 mm	27 mm
B3316040	40 mm	32 mm
B3316045	45 mm	32 mm
B3316050	50 mm	32 mm
B3316055	55 mm	32 mm
B3316060	60 mm	32 mm
B3316065	65 mm	32 mm
B3316070	70 mm	32 mm
B3316075	75 mm	32 mm
B3316080	80 mm	32 mm
B3316085	85 mm	32 mm
B3316090	90 mm	32 mm
B3316095	95 mm	32 mm
B3316100	100 mm	32 mm
B3316105	105 mm	32 mm
B3316110	110 mm	32 mm
B3316115	115 mm	32 mm
B3316120	120 mm	32 mm
B3316125	125 mm	32 mm
B3316130	130 mm	32 mm
B3316135	135 mm	32 mm
B3316140	140 mm	32 mm
B3316145	145 mm	32 mm
B3316150	150 mm	32 mm
B3316155	155 mm	32 mm

Outils recommandés et approuvés pour ces vis spongieuses de 6,5 mm :

- ▶ Tournevis hexagonal - ref : B3610000
- ▶ Mèche chirurgicale 3.2 mm - ref : B3600032
- ▶ Bouchon 6.5 mm - ref : B3607065
- ▶ Rondelle 13mm - ref : B3332000

Vis spongieuse totale 6.5 mm



2,75 3 3,5 8

Références	Longueur
B3317020	20 mm
B3317025	25 mm
B3317030	30 mm
B3317035	35 mm
B3317040	40 mm
B3317045	45 mm
B3317050	50 mm
B3317055	55 mm
B3317060	60 mm
B3317065	65 mm
B3317070	70 mm
B3317075	75 mm
B3317080	80 mm
B3317085	85 mm
B3317090	90 mm
B3317095	95 mm
B3317100	100 mm
B3317105	105 mm
B3317110	110 mm
F3317115	115 mm
B3317120	120 mm
B3317125	125 mm
B3317130	130 mm
B3317135	135 mm
B3317140	140 mm
B3317145	145 mm
B3317150	150 mm
B3317155	155 mm

Accessoires recommandés pour ces vis spongieuses :

- ▶ Tournevis hexagonal
ref : B3610000
- ▶ Mèche chirurgicale 3.2 mm
ref : B3600032
- ▶ Bouchon 6.5 mm
ref : B3607065
- ▶ Rondelle 13mm
ref : B3332000