



Collecteur Stone Screen

Le collecteur Stone Screen MEDpro est un dispositif destiné à la récupération des fragments de calculs rénaux après une lithotritie extracorporelle par ondes de choc.

Il permet au patient de filtrer les urines afin de recueillir les fragments expulsés pour un contrôle ou une analyse ultérieure.



Conception et efficacité de filtration

Le Stone Screen se présente sous la forme d'une coupelle pliable intégrant un filtre en nylon au fond. Celui-ci retient efficacement les fragments de calculs tout en laissant s'écouler les urines, facilitant leur récupération pour analyse. Le dispositif convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes et s'intègre dans le suivi post-lithotritie ou la surveillance des expulsions spontanées.

Format compact et matériau résistant

Une fois replié, le collecteur devient un boîtier circulaire compact, facile à transporter et discret. Fabriqué en ABS, matériau thermoplastique résistant, il est réutilisable et simple à nettoyer.

Dimensions et Stockage

- Diamètre : 54 cm
- Coupelle pliable avec filtre
- Rétention efficace des fragments de calculs
- Espace de rangement sous le couvercle

Informations Produit

- Marquage CE
- Emballage non stérile
- Couleur : ivoire
- Conditionnement : boîte de 12 unités
- Référence : SS/NS