

SCHRAUBENENTFERNUNGS-KIT FÜR OPERATIONSSÄLE

PRÄSENTATION :

Das universelle Set ist für die einfache Schraubentfernung, die Entfernung bei gebrochenen Schrauben und die Entfernung des Schraubenkopfes konzipiert.

Das Kit besteht aus 51 Instrumenten.

Die Instrumente sind für die Entfernung aller Arten von Schrauben (das Kit ist universell) geeignet. Gesicherte, ungesicherte, kopflose und kanülierte Schrauben.



Die Bestandteile des Kits können separat verkauft werden.



UNSERE VERSCHIEDENEN KLINGEN :

Das Set enthält sechs verschiedene Formen von Schraubendreherklingen: Sechskant, Stern, Schlitz, Kreuz, Vierkant und T-Form.

Diese Werkzeuge sind mit Schrauben mit verschiedenen Köpfen kompatibel.

Die Instrumente mit Sternspitze sind in sechs verschiedenen Größen erhältlich: T8, T10, T15, T20, T25 und T30.


Das Set enthält auch einen T-Pin-Extraktor, der zum Entfernen von Pedikelschrauben in der Wirbelsäulen Chirurgie verwendet werden kann.

Die Instrumente mit quadratischer Spitze sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich: 1,2 mm und 1,5 mm.

Das Instrument mit kreuzförmiger Spitze hat eine Spitzenbreite von 2 mm.

Schlitzschraubendreher-Bits sind in zwei verschiedenen Varianten für Schlitzschrauben erhältlich.

Die Sechskantinstrumente sind in neun verschiedenen Durchmessern erhältlich: 1,5, 1,7, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 und 5,5 mm.



Finden Sie dieses universelle Schraubentfernungsset [hier](#) und die anderen Produkte auf unserer [Website](#).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns

MEDFIRST

8 esplanade Compans Caffarelli 31000 TOULOUSE, France - RCS Toulouse B 831156641



+33 5.32.63.00.14



ventes@medfirst.care



www.medfirst.care