

## ENDOPROTHÈSES URÉTÉRALES DOUBLE J STENTS

### PRÉSENTATION :

Les endoprothèses urétérales double J de l'entreprise Medpro, utilisées en urologie sont conçus pour garantir un flux urinaire optimal et prévenir les blocages causés par les calculs rénaux, les tumeurs et autres obstructions.

Ils offrent un soulagement efficace de l'inflammation et de la douleur associées aux infections urinaires ainsi qu'aux interventions chirurgicales.



### DESCRIPTION :

Fabriquées à partir de matériaux de qualité supérieure, nos endoprothèses sont composées de Tecoflex radio-opaque. À noter que l'endoprothèse Long Duro est fabriquée en Carbothane.

En cas de compression des uretères par des tumeurs ou des lésions adjacentes, il est essentiel de maintenir la fonctionnalité des voies urinaires.

Pour cela, nous recommandons l'utilisation de notre instrument ordinaire (blanc et bleu) pendant une période de 30 jours, ou notre endoprothèse Long Duro (jaune) pour une durée prolongée.

Nos dispositifs sont spécifiquement conçus pour empêcher tout spasme ou affaissement de l'uretère après une intervention traumatique.

Les endoprothèses urétérales de MEDpro sont fournies dans un emballage stérile, et sont destinées à un usage unique.

Nous proposons 3 modèles d'endoprothèses :

- Une boucle simple aux deux extrémités.
- Une boucle multiple à une extrémité.
- Une boucle multiple aux deux extrémités.

## ENDOPROTHÈSE AVEC BOUCLE SIMPLE AUX DEUX EXTRÉMITÉS :



**Tailles (x 0.1Fr) :** 30 - 35 - 38 - 40 - 45 - 47 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 80

**Longueur en cm :** 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30

**Options :** Pince - Fil guide - Pince et fil guide - Suture - Suture et pince - Suture et fil guide - Suture, pince et fil guide - Poussoir, longueur x cm - Poussoir orientable pour 6, 7, 8fr uniquement.

## ENDOPROTHÈSE AVEC UNE BOUCLE MULTIPLE ET UNE SIMPLE AUX EXTRÉMITÉS :



**Tailles (x 0.1Fr) :** 30 - 35 - 38 - 40 - 45 - 47 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 80

**Longueur en cm :** 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30

**Options :** Pince - Fil guide - Pince et fil guide - Suture - Suture et pince - Suture et fil guide - Suture, pince et fil guide - Poussoir, longueur x cm - Poussoir orientable pour 6, 7, 8fr uniquement.

## ENDOPROTHÈSE AVEC UNE BOUCLE MULTIPLE AUX DEUX EXTRÉMITÉS :



**Tailles (x 0.1Fr) :** 30 - 35 - 38 - 40 - 45 - 47 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 80

**Longueur en cm :** 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30

**Options :** Pince - Pince et fil guide - Suture - Suture et fil guide - Suture, pince et fil guide - Poussoir, longueur x cm - Poussoir orientable pour 6, 7, 8fr uniquement

Chacune des 3 endoprothèse présente des caractéristiques communes :

**Type :** Une extrémité ouverte - Deux extrémités ouvertes - Deux extrémités fermées

**Couleur :** Bleu - Blanc - Long dur

Retrouvez nos 3 dispositifs avec des détails supplémentaires sur notre [page produit](#).

Pour plus d'informations, contactez-nous

**MEDFIRST**

8 esplanade Compans Caffarelli 31000 TOULOUSE, France - RCS Toulouse B 831156641



+33 5.32.63.00.14



ventes@medfirst.care



www.medfirst.care